

Liukulauta Alpha



Liukulauta Alpha PM-50

Alpha liukulaudat soveltuvat apuvälineeksi siirtotilanteisiin, kun tasolta toiselle siirrytään istuma-asennossa. Liukulautaa voidaan hyödyntää siirryttäessä vuoteesta pyörätuoliin tai suihkutuoliin ja takaisin pyörätuolista wc-istuimelle ja takaisin pyörätuolista auton istuimelle ja takaisin pyörätuoliin Liukulauta sopii siirtymisen apuvälineeksi silloin, kun avustettavan istumatasapaino on hyvä, eli istuminen vuoteen reunalla ilman tukea onnistuu. Liukulaudalla siirtyminen edellyttää myös kykyä siirtää painoa sivusuunnassa, joko itsenäisesti tai tuettuna. Liukulauta toimii siirtotilanteissa hyvin sellaisenaan, mutta monessa tilanteissa muiden apuvälineiden käyttö lisää turvallisuutta siirtymistilanteissa, tekee liukumisesta kevyempää tai tarjoaa hoitajalle hyvän otteen ohjata liikettä. Alpha liukulautoja on saatavana kolmea eri mallia, joiden mittatiedot, ominaisuudet ja suositellut käyttökohteet näet alla olevasta taulukosta. Liukulauta toimii siltana eri tasojen välillä, vähentäen kitkaa takapuolen ja alustan väliltä. Liukulaudan pohjassa oleva liukueste pitää itse laudan hyvin paikallaan. Alpha liukulautojen molemmissa päissä on otekahva, joka helpottaa liukulaudan käsittelyä ja säilyttämistä. Liukulaudan taivutettavaa reunaa hyödynnetään muodostamaan yhtenäisen liukupinnan. Lantio liikuu kevyemmin pyörätuolin kuljetuspyörän ohitse liukulaudan taivutettavan reunan noustessa ylös pyörää vasten. Alpha liukulaudat on valmistettu vahvasta polyetyleenistä ja niiden maksimi käyttäjäpaino 200 kg, kun tasojen väli on maksimissaan 20 cm. Suosittelemme liukulaudan kanssa käytettäväksi esimerkiksi kertakäyttöistä OnlyU liukumuvonia tai BlueMotion liukuputkikangasta (koko 70x52 cm) poistamaan kitkaa paljaan ihon ja liukulaudan väliltä Alpha jalkakoroketta kohottamaan polvea, jolloin liukuminen on kevyempää tarjoamaan hyvän tuen jalkojen alle, etenkin kun jalat ulottuvat huonosti lattiaan tai toinen tasoista on toista korkeampi Alpha kääntölevy huolehtimaan jalkojen siirtymisestä liukumisen mukana, etenkin silloin, kun jalkojen omatoiminen liikuttaminen on täysin mahdotonta Siirto- ja talutusvyö Alphaa, Siirtovyö Alpha Standardia tai Alpha Quickia tarjoamaan hoitajalle tukevan otteen avustettavan painonsiirtojen ja liukumisen ohjaamiseen Otetikasnauha Alphaa kiinnitettäväksi vuoteen jalkopäätyyn, jolloin siirtyjä voi vetää itseään liukulautaa pitkin siirtyessään vuoteeseen kiinnitettäväksi Alpha siirto- ja talutusvyöhön, jolloin avustaja voi avustaa liukumista otetikasnauhasta vetämällä, säilyttäen kuitenkin hyvän työskentelyasennon

Valmistaja:
Petermann Medical

Nimike	Kuvaus	Reunat	Koko (P x L)	SWL	Erityiskäyttökohteet, € alv 0 %
--------	--------	--------	--------------	-----	---------------------------------

PM-5020	Liukulauta Alpha, suora, lyhyt	Taivutettavat	580x320 mm	200 kg (tasojen väli max. 20 cm)	Siirtymisiin pyörätuolin ja vuoteen välillä, kun vuoteen korkeutta voidaan säätää samalle tasolle istuimen korkeuden kanssaTilanteet, joissa liukulautaa kuljetetaan mukana, esimerkiksi pyörätuolin selkärepuissaSiirtymisissä pyörätuolista wc-istuimelle - lyhyempi liukulauta taka, että lantio ei liu'u yli wc-istuimesta	103,93 €
PM-5050	Liukulauta Alpha, suora, pitkä	Taivutettavat	740x320 mm	200 kg (tasojen väli max. 20 cm)	Siirtymisiin vuoteen ja istuimen välille, etenkin silloin, kun korkeuseroa jää tasojen välilleSiirtymisiin pyörätuolin ja auton istuimen välille	129,48 €
PM-5030	Liukulauta Alpha, suora, pitkä	1 Taivutettava, 1 pyöristeyin kulmin	740x320 mm	200 kg (tasojen väli max. 20 cm)	Siirtymisiin vuoteen ja istuimen välille, etenkin silloin, kun korkeuseroa jää tasojen välilleSiirtymisiin pyörätuolin ja auton istuimen välilleKäyttäjille, joiden reisimitta on lyhyehkö tai joilla on herkkä iho, pyöristetyn kulman vähentäessä polvitaipteen kolhuja lauttaa paikoilleen asetettaessa	141,36 €