

ottobock.


Skippi / Skippi^{Plus}

Kompakti lasten sähköpyörätuoli



Quality for life

Törmäystesti
standardien ISO 7176-19
ja ANSI/RESNA mukaan



RAL-värit (pulveripinnoitus)



Keltainen RAL 1023



Signaalipunainen
RAL 3001



Pinkki RAL 4010

Pehmusteiden ja selkänöjan päällyksen värit



Punainen



Sininen



Musta

Tehostevärit (pulveripinnoitus)



Marine blue



Hopea metalliväri

Katso väriyhdistelmät tilauslomakkeesta.

Tutki maailmaa Skippin avulla

Yksilöllisesti säädettävä sähköpyörätuoli tukee lapsen luonnollista liikkumishalua ja edistää itsenäisyyttä. enAble40-ohjausjärjestelmässä on käytettävissä kaksi sähköistä lisäsäätöä. Skippi^{Plus}-mallin enAble50-ohjausjärjestelmä tarjoaa enemmän toimintoja sekä mahdollisuuden erikoisohjaukseen tai ympäristön ohjaukseen.

Edut lyhyesti

- Pieni, nopea ja helposti ohjattava
- Lapsi pääsee tutkimaan joka kolkan ahtaissakin tiloissa ja voi liikkua itsenäisesti.
- Istuimen syvyyttä ja leveyttä sekä jalkojen asentoa ja istuinkulmaa voidaan säätää vartalon koon mukaan.
- Helppo kuljettaa
- Sopii sisä- ja ulkotiloihin

Perusmalli

- Vakioistuin ja selkätasku
- Istuintyyny
- Säädettävät sivulaidat ¹⁰
- Ajopyörissä mustat alumiinivanteet
- Ajopyörissä pyöränsuojukset
- Helppo purkaa osiin ja lastata ¹¹
- Rikkoutumattomat 8 tuuman polyuretaani-ohjauspyörät
- Ilmatäytteiset 12 1/2 tuuman ajopyörät
- Säädettävät, kaksiosaiset jalkatuet
- AGM-akut, 28 Ah (C5) tai 33 Ah (C20)
- Laturi
- **Skippi:** enAble40-ohjausjärjestelmä, 2 sähköistä lisäsäätöä
- **Skippi^{Plus}:** enAble50-ohjausjärjestelmä, 3 sähköistä lisäsäätöä sekä erikoisohjaus ja ympäristön ohjaus

Lisävarusteet

- Korkeussäätöiset ja irrotettavat työntökahvat ¹
- Avustavan henkilön ohjauslaite ²
- Sähkötoiminen istuimen korkeussäätö ³
- Irrotettava puskurisuojavanne (ainoastaan sääripituuteen 320 mm asti) ⁴
- Jalkatukien jalkalaudat kokonaan alumiinia
- LED-etu- ja -takavalot (Saksan tieliikennelupalainsäädännön StVZO mukaisesti) ⁵
- Sähkötoiminen selkänojan kulman säätö ⁶
- Sähkötoiminen istuimen kallistus ⁷
- Käsikäyttöinen äänimerkinantolaite ⁸
- Varustesarja autossa kuljettamista varten (ISO 7176-19) ⁹

Tekniset tiedot

Nopeus	6 / 7,2 km/h
Akkujen varaustila	AGM-akut, 28 Ah (C5) tai 33 Ah (C20)
Ajosäde (ISO 7176-4) n.	25 km
Latausaika: maks.	12 h
Ohjaus	enAble40 (Skippi) enAble50 (Skippi ^{Plus})
Esteen ylitys (lisävaruste)	60 mm
Nimelliskaltevuus (ISO 7176-2)	12 % (7°)
Kokonaispituus	870 mm
Kokonaisleveys	590 mm
Kääntösäde	680 mm
Istuimen leveys	300–420 mm
Istuimen syvyys	290–370 mm
Istuimen korkeus (ilman tyynyä) istuimen kaltevuuskulman ollessa 3°	445 mm
Sähkötoiminen istuimen korkeussäätö enint.	200 mm
Istuimen kallistus	20° mekaanisesti, 20° sähkötoimisesti
Istuimen kaltevuuskulma	0° / 3° / 6°
Selkänojan kulma	-9° – +30°
Selkänojan korkeus	400 / 420 / 440 / 460 mm
Käsinojan korkeus	160–230 mm
Sääripituus	150–430 mm
Maksimikuormitus	50 kg
Tyhjäpaino alk.	66,5 kg



Voit pyytää tätä asiakirjaa ja tarkempia tietoja tuotteesta sisältävää käyttöohjetta PDF-tiedostona Customer Care Center (CCC) -palvelusta osoitteesta oa@ottobock.com. PDF-tiedosto voidaan esittää myös suurennettuna.



Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach / Saksa
www.ottobock.com