

## Comfort- pyörätuoli NETTI 4U CE+



### Comfort- pyörätuoli NETTI 4U CE+ NETTID640..FI

Netti 4U CE+ Comfort -pyörätuoli soveltuu erinomaisesti hoivaympäristökäyttöön. Käyttäjä jaksaa istua tuolissa pidempään, kun asentoa voidaan vaihdella aktiivisesta istuma-asennosta lepoasentoon. Asennon vaihtelut vähentävät myös lihaskireyksiä ja pienentävät painehaavariskiä. Suurikokoisten kuljetuspyörien ja avustajajarrujen vuoksi tuolin kanssa on helppo liikkua myös ulkona. Ominaisuuksia: Tuolissa on muotoiltu päätuki. Päätuen kiinnityspotkissa on korkeus- ja syvyyssäätö. Lisäksi asennon hienosäätö on mahdollista pallonivelen ansiosta. Kaikki säädöt on helppo tehdä ilman työkalujen käyttöä. Tuolin istuinkulmaa voidaan kallistaa kaasujousiavusteisesti -5° - +20° ja selkäosaa 90–135°. Istuinkulman ja selkäosan kallistusominaisuuden avulla istuma-asentoa voidaan vaihdella helposti päivän aikana. Tämä pidentää yhtäjaksoista istuma-aikaa sekä ennaltaehkäisee painehaavojen syntyä. Tarrasäätöisen selkäosan ja muotoillun selkätyynyn ansiosta selkäosa saadaan säädettyä kullekin käyttäjälle mukavaksi. Selkätyyny voidaan irrottaa ja sen päällinen voidaan pestä pesukoneessa. Tuolissa on vakiona kaksi kaatumaestettä, joiden ylöskääntäminen on helppoa esteitä ylittäessä. Kaatumaesteiden tulee olla ala-asennossa tuolia kallistettaessa. 24" kuljetuspyörät sekä 7" tukipyörät tekevät tuolista helposti liikuteltavan. Renkaat ovat huoltovapaat.

#### Valmistaja:

AluRehab

#### Pesuohteet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastossa paikassa.



Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.



Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

#### Tekniset ominaisuudet

#### NETTI 4U CE+

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Istuinleveys                        | 35 – 50 cm            |
| Istuinsyvyys                        | 42,5 – 50 cm          |
| Selkäosan korkeus                   | 50 cm                 |
| Istuinkulman säätö                  | -5° – +20°            |
| Selkäosan kulmasäätö                | 90° – 135°            |
| Istuinkorkeus                       | 46,5 – 50 cm          |
| Kokonaisleveys                      | Istuinleveys +19,5 cm |
| Säärimittan säätö                   | 32 - 68 cm            |
| Käsitukien korkeusistuimen pinnasta | 27 - 36 cm            |
| Max. kuormitus                      | 135 kg                |

Kokonaispaino alkaen

28,5 kg

Törmäystestattu

ISO 7176 - 19

#### Tuotevaihtoehdot

| Tuotenumero   | Tuote                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| NETTID64035FI | Comfort- pyörätuoli NETTI 4U CE+ rumpujarruin, 35x42,5-50 cm |
| NETTID64040FI | Comfort- pyörätuoli NETTI 4U CE+ rumpujarruin, 40x42,5-50 cm |
| NETTID64045FI | Comfort- pyörätuoli NETTI 4U CE+ rumpujarruin, 45x42,5-50 cm |
| NETTID64050FI | Comfort- pyörätuoli NETTI 4U CE+ rumpujarruin, 50x42,5-50 cm |