

Hoitohiha Bella Lite



Hoitohiha Bella Lite BELLALITE

Pyöröneulottu hoitohiha. Pyöröneulottu materiaali Pehmeä ja hengittävä Ohut ja miellyttävä Sopii useimpiin käsivarsiin ja käsiin Vähäisempi kompressio ranteessa takaa tehokkaan ja miellyttävän istuvuuden, kun hihaa käytetään yhdessä käsineen kanssa Helppo pukea – mukava käyttää Käyttöaiheet: turvotus ja lymfedeema Hiha soveltuu myös seuraaviin käyttöaiheisiin: Laskimotulehdus Posttromboottinen oireyhtymä Verisuonionomalia Rasvaimun jälkeen 15–20 mmHg: 84 % nailonia ja 16 % elastaania (silikonireuna:80 % nailonia, 17 % elastaania ja 3 % silikonia) 20–30 mmHg: 80 % nailonia ja 20 % elastaania (silikonireuna:75 % nailonia, 22 % elastaania ja 3 % silikonia)