


## Psoas asentohoitotyyny 30x40x50 cm harmaa keinonahkapäällinen, kahvalla



### Psoas asentohoitotyyny 30x40x50 cm harmaa keinonahkapäällinen, kahvalla

810-304050GREY

Psoas-asento on yksi selän lepoasunnoista. Psoas-asennossa maataan selinmakuulla, jalat kohotettuna kuution muotoisen Psoas -asentohoitotyynyn päälle. Psoas-tyynyä voidaan käyttää myös erilaisiin kuntoutusharjoituksiin. Tyynyn mitat ovat 30x40x50cm, joten tyynyä käännettäessä käytettävissä on kolme eri korkeutta. Tyynyssä on jokaisella korkeudella kova ja pehmeä puoli. Tyynyssä on harmaa keinonahka päällinen. Tyynyn tiheys on 28 kg/m<sup>3</sup>.  
Puhdistusohje: Tyynyn päällinen voidaan puhdistaa joko konepesussa (maks. 40 °C), Huom! Pese päällinen vetoketju suljettuna. Päällinen voidaan myös desinfioida yleisiä terveydenhuollon desinfektioaineita, kuten Virkon, Desisoft tai Dax pintadesinfektioaineita käyttäen. Huuhtelee pinta desinfiointin jälkeen haalealla vedellä ja kuivaa.

**Hinta** 110,82 € (alv 0%) / 139,08 € (alv 25.5%)

**Paino (kg)**

2,60