

# Polviortoosi T-Scope Premier



## Polviortoosi T-Scope Premier

0881

T-Scope Premier ortoosia käytetään trauman tai operaation jälkeen kun tarvitaan joko liikeradan rajoitusta tai immobilisaatiota. Voidaan käyttää joko vasemmassa tai oikeassa jalassa, ja yksilölliset säädöt mittojen mukaan on helppo tehdä molemmin puolin tuen runkoa sijaitsevien liukukiskojen kautta. Liikeradan säätö fleksioon ja extensioon tapahtuu helposti nivelen pikanappia käyttäen. Tuen remmit on varustettu pikalukolla, joka varmistaa sekä tuen paikallaan pysymistä että asetettujen säätöjen pysyvyyttä. Tuen sisäosan pehmusteet vähentävät hankausta aiheuttavaa kitkaa. Erillinen haavan kevennys pehmuste.

Ominaisuudet teleskooppi säätö yksi koko sopii oikeaan ja vasempaan pikalukot sovitukseen ja säätämiseen tuen pituus 44-69 cm erillinen remmin lukitus haava pelotit (tilattava erikseen) helppo korkeudensäätö helppo pukea ja riisua hengittävä ojennusrajoitus -10, 0, 10, 20, 30 astetta koukistusrajoitus -10-0-120 astetta, 10 asteen välein Paino 992gr Indikaatiot operaation jälkeinen stabilointi trauman jälkeinen stabilointi nivelside- ja multiligamenttivammat sääriluun yläosan murtumat polven nivelkierukkavammat patellan vammat ja operaation jälkeinen tuenta polven alueen murtumat säären osteotomia polven alueen luksaatiot ja venähdykset

**Hinta** 303,59 € (alv 0%) / 381,02 € (alv 25.5%)

### Valmistaja:

Embreis

### Pesuhjeet



Käsinpesu 30° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmavassa paikassa.

Tuotenumero	Koko	Reiden ympärys
08814	Standard	

### Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero	Tuote
08814	Polviortoosi t-scope premier yksi koko normaalipituus