

## Kyynärpääortoosi T-Scope



### Kyynärpääortoosi T-Scope

0725

T-Scope Elbow -tukea käytetään olkaluun ja kyynärpään alueen operaation tai trauman jälkeisissä tiloissa, kun halutaan kontrolloida liikerataa tai immobilisoida. Tuen nivel on säädettävissä pikalukituksen ansiosta haluttuun ojennus- tai koukistusliikerataan. Kyynär- ja olkavarsiosat ovat säädettävissä helposti haluttuun yksilölliseen mittaan. Erillinen olkaremmi mahdollistaa tarvittaessa kyynärvarren kannattelun ja rotaation rajoittamisen. Tuki on helppo pukea ja riisua ja se on ilmava ja miellyttävä pitää. Ominaisuudet: kevyt ROM tuki helppo pukea ja riisua teleskooppi asetukset ilmava ja mukava helppo liikeradan asennus immobilisaatio kyynärvarren rotaatorajoitus (lisätarvike) olkapää remmi kannatteluun ja kevennykseen koukistusrajoitus 0-120 astetta (10 asteen välein) ojennusrajoitus 0-90 astetta (10 asteen välein) Indikaatiot: operaation jälkeinen stabilointi trauman jälkeinen stabilointi olkaluumurtumat lihas- ja nivelsidevammat stabiilit kyynärnivelen tai -varren murtumat kyynärnivelen operaation jälkeiset tilat

**Hinta** 303,26 € (alv 0%) / 376,04 € (alv 24%)

#### Pesuohjeet



Poista irrotettavissa olevat tukiraudat, lastat ja kiskot ennen pesua, varmista, että ne tulevat pesun jälkeen takaisin samoin päin ja samoihin paikkoihin.



Käsinpesu 30° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmvassa paikassa.

#### T-Scope

**Mitta nivelen keskeltä ortoosin reunaan**

Tuotenro vasen

Tuotenro oikea

07254

07255

Olkavarsi 16-22 cm

Kyynärvar

#### Tuotevaihtoehdot

**Tuotenumero**

**Tuote**

07254

Kyynärpääortoosi t-scope vasen yksi koko normaalipituus premi

07255

Kyynärpääortoosi t-scope oikea yksi koko normaalipituus premi