

Polviortoosi Genu Immobil 0°

Polviortoosi Genu Immobil 0°
8060

Genu Immobil 0° -polviortoosia käytetään trauman tai operaation jälkeen, kun tarvitaan polvinivelen liikeradan immobilisaatiota. Säädettävissä yksilöllisesti jalan ympärysmittaan mukaan. Ortoosia käytetään immobilisoimaan polvi 0° -asentoon. Käyttöaiheet: Lihas- tai nivelsidevammojen hoito Polvinivelen leikkauksen jälkeinen hoito Kiputiloissa ennen leikkausta Patellaluksaation jälkitallassa

Hinta 59,18 € (alv 0%) / 73,38 € (alv 24%)

Pesuohjeet



Käsinpesu 30° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmavassa paikassa.

Tilausnumero	Koko	Ortoosin pituus
8060-S-7	S	40 cm
8060-M-7	M	50 cm
8060-L-7	L	60 cm
8060-XL-7	XL	70 cm