

# Olkaortoosi Neuro-Lux II



## Olkaortoosi Neuro-Lux II

07261

Neuro-Lux -olkaortoosi kohottaa olkapäätä, vähentää kuormitusta ja ehkäisee olkanivelen subluksaatiota. Tämä ongelma on yleinen potilailla, joilla on neurologisia vaurioita, kuten aivohalvaus, hemiplegia tai olkahermopunoksen vaurioita. Ortoosi vakauttaa olkaniveltä ja estää sitä painumasta alaspäin ja ylikuormittamasta olkanivelen rakenteita, mikä aiheuttaa kipua. Toiminnot - Aivohalvauksen seurauksena oireilevalle olkapäälle

- Nostaa olkapäätä, vähentää olkanivelen kuormitusta
- Ehkäisee subluksaatiota
- Lievittää kipua
- Kevyt ja mukava käytössä
- Säädettävä käsivarren- ja rinnanympärys
- Hihna käsivarren sisä- ja ulkokiertoa varten Käyttötarkoitukset - Olkanivelen subluksaatio
- Aivohalvaus
- Hemiplegia
- Olkahermopunoksen vauriot
- Ääreishermoston vauriot Materiaali Foam, frotee, nylon lycra

**Hinta** 237,90 € (alv 0%) / 298,56 € (alv 25.5%)

### Pesuohteet



Käsinpesu 30° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmastossa.

Koko	Ympärysmitta (A)	Ympärysmitta (B)
1-S		
2-S		90–105 cm
3-S		105–125 cm
4-M	25–29 cm	
5-M	25–29 cm	90–105 cm
6-M	25–29 cm	105–125 cm
7-L	29–35 cm	
8-L	29–35 cm	90–105 cm
9-L	29–35 cm	105–125 cm

### Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero	Tuote
07261-11	Olkaortoosi Neuro-Lux II vasen 1S
07261-12	Olkaortoosi Neuro-Lux II vasen 2S
07261-13	Olkaortoosi Neuro-Lux II vasen 3S
07261-14	Olkaortoosi Neuro-Lux II vasen 4M

07261-15	Olkaortoosi Neuro-Lux II vasen 5M
07261-16	Olkaortoosi Neuro-Lux II vasen 6M
07261-17	Olkaortoosi Neuro-Lux II vasen 7L
07261-18	Olkaortoosi Neuro-Lux II vasen 8L
07261-19	Olkaortoosi Neuro-Lux II vasen 9L
07261-21	Olkaortoosi Neuro-Lux II oikea 1S
07261-22	Olkaortoosi Neuro-Lux II oikea 2S
07261-24	Olkaortoosi Neuro-Lux II oikea 4M
07261-25	Olkaortoosi Neuro-Lux II oikea 5M
07261-26	Olkaortoosi Neuro-Lux II oikea 6M
07261-27	Olkaortoosi Neuro-Lux II oikea 7L
07261-28	Olkaortoosi Neuro-Lux II oikea 8L
07261-29	Olkaortoosi Neuro-Lux II oikea 9L