

Erityisistuin Everyday Activity Seat



Erityisistuin Everyday Activity Seat W840100101023

Everyday Activity Seat on kätevä istuinjärjestelmä, joka on suunniteltu vammaisten lasten tarpeisiin. Se sopii käytettäväksi kotona ja opetustiloissa. Helposti säädettävä ja puhdistettava. Paljon lisätarvikkeita ja värvaihtoehtoja. Runko alumiinia.

Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmavassa paikassa.

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tahrat tulee poistaa heti kostealla sienellä

Everyday Activity Seat	Koko 2
Enimmäiskuormitus	50 kg
Paino – istuin ja vakioalusta	27 kg
Istuinkorkeus – vakioalusta	450-600 mm
Istuinleveys	260-380 mm
Istuinsyvyys (vakio)	230-380 mm
Rintakehätkien välinen etäisyys	170-240 mm
Selkänojan korkeus	400-520 mm
Selkänojan kallistus	30° taakse 10° eteen
Käsinojen korkeus	200-300 mm
Säärimitta	250-450 mm
Säärituen kallistus	-10°...+50°
Jalkalaudan kallistus	-15°...+10°
Tilt-in-space-kallistus	30° taakse 10° eteen