

Peroneustuki Malleo Neurexa Pro



Peroneustuki Malleo Neurexa Pro 28U50

Neurexa-tuotelinja on tarkoitettu aivohalvauspotilaiden hoitoon. Tuotteet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden, lääkärien ja terapeuttien kanssa optimaalisen toiminnan ja käyttömukavuuden varmistamiseksi. Malleo Neurexa pro -ortoosia käytetään riippunilkkaan, erityisesti spastisuudesta johtuvaan jalan akuuttiin supinaatioon, esim. aivohalvauksen, tapaturmaisen aivovamman, multippeliskleroosin, neuraalisen lihasatrofian tai pinnallisen pohjehermohalvauksen yhteydessä. Malleo Neurexa pro on termoplastinen sääriortoosi jalan akuutin supinaation ja/tai alkavan tai etenevän spastisuuden hoitoon. Kiinnityshihnojen erityinen sijoittelu yhdistettynä elastiseen pronaatiovetimeen korjaa asentoa tehokkaasti myös silloin, kun säärilihasten tonus lisääntyy akuutisti. Muotoilun ansiosta ortoosia voidaan käyttää päivällä ja yöllä. Spastisuuden lisääntyessä elastinen materiaali antaa periksi paineelle ja pitää neutraaliasennon rentoutuksen jälkeen. Lisäksi ortoosin erityispiirteisiin kuuluu mahdollisuus käyttää sitä ilman kenkää, mutta sitä ei kuitenkaan pidä käyttää paljaaseen jalkaan.

Hinta 151,48 € (alv 0%) / 190,10 € (alv 25.5%)

Pesuohjeet



Käsinpesu 30° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmvassa paikassa.

Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero	Tuote
28U50-L35-37	Peroneustuki Malleo Neurexa pro vasen 35-37
28U50-L37-39	Peroneustuki Malleo Neurexa pro vasen 37-39
28U50-L39-41	Peroneustuki Malleo Neurexa pro vasen 39-41
28U50-L41-44	Peroneustuki Malleo Neurexa pro vasen 41-44
28U50-R35-37	Peroneustuki Malleo Neurexa pro oikea 35-37
28U50-R37-39	Peroneustuki Malleo Neurexa pro oikea 37-39
28U50-R39-41	Peroneustuki Malleo Neurexa pro oikea 39-41
28U50-R41-44	Peroneustuki Malleo Neurexa pro oikea 41-44