


Evakuointipatjan päällinen



Evakuointipatjan päällinen

EVAQ

Hätätilanteessa vuodepotilaan evakuointi on suoritettava 3 minuutissa ja hyvin usein myös yksin. Kun huoneiden ovet usein ovat kapeita ja käytävät ahtaita, hätätilanteissa hyvä evakuointipatja on ainoa käytettävä pelastustapa. EVAQ-evakuointipäällistä käytettäessä vuodepotilaan oma patja sujutetaan evakuointipäällisen sisään avaamalla päällisen vetoketju. EVAQ evakuointipatjanpäällinen yhdessä tavallisen foam-patjan kanssa toimii hyvin pelastusvälineenä hätätilanteessa. Päällinen on varustettu kanto-/vetokahvoilla patjan jokaisella sivulla. Vuodepotilas suojataan mahdollisilta kolhuilta evakuoinnin aikana vuoteensa petivaatteilla ja kiinnitetään turvallisesti patjaan evakuointipäällisen varustuksena olevilla soljellisilla vöillä. Evakuointipäällisen pohja on kestävä ja hyvin lattiapintaa pitkin liukuvaa materiaalia. Evakuointipäällisellä varustetulla patjalla vuodepotilasta voidaan turvallisesti vetää myös portaikossa, kun hissien käyttö erityisesti tulipalon yhteydessä on turvallisuussyistä kielletty. Patjakoot: - 80x200x14cm/ 90x200x14cm - 80x200x15cm/ 90x200x15cm Evakuointipäällinen toimii muina aikoina normaalin hygieniapäällisen tavoin, sitä voidaan pitää vuoteessa jatkuvasti petivaatteiden alla. PU päällinen on hengittävä, joustava, nesteitä läpäisemätön, konepestävä +95°C ja helposti pyyhkimällä desinfioitavissa.

Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)
800	2000	140

Valmistaja:
FunkeMedical

Tuotenumero	Kuvaus	Sopivuus
EVAQB080200	Evakuointipäällinen 80x200x14cm	Käy 80cm leveisiin 14cm patjoihin
EVAQB090200	Evakuointipäällinen 90x200x14cm	Käy 90cm leveisiin 14cm patjoihin
EVAQIIB08020	Evakuointipäällinen 80x200x15cm	Käy 80cm leveisiin 15cm patjoihin
EVAQIIB09020	Evakuointipäällinen 90x200x15cm	Käy 90cm leveisiin 15cm patjoihin