

## Ulnaari deviaatio-ortoosi NRX



### Ulnaari deviaatio-ortoosi NRX

MR2202

NRX® Ulnar -ortoosia käytetään MCP-nivelten ongelmissa ja tulehduksissa reumapotilailla ja postoperatiivisesti MP-nivelten leikkausten jälkeen. Tuki pitää sormet erillään, mikä edesuttaa hygieniaa ja estää paineen tunnetta. Tuessa on metalliydin, joka on kapseloitu NRX®-materiaaliin. Metalliydin voidaan helposti säätää ja muotoilla käsin, jotta MP-liitokset pysyvät hyvin tuettuina. Tuki toimii erinomaisesti aktiivisuuden aikana, mutta sitä voidaan käyttää myös öisin kivun hoitoon. Tukea voidaan käyttää myös sormien erottamiseen aivohalvauspotilailla joilla on ongelmia hygienian kanssa, tai sitä voidaan käyttää myös kämmenen alueen suojaamiseen paineelta. NRX®-materiaali antaa hyvän paineensiirron, ei ime kosteutta ja se on helposti puhdistettava. Sitä voidaan käyttää jopa vedessä, koska se kuivuu hyvin nopeasti.

**Hinta** 44,71 € (alv 0%) / 55,44 € (alv 24%)

#### Pesuhjeet



Käsinpesu 40° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmvassa paikassa.

Tuotenumero	Mitta MP-nivelten yläpuolelta	Koko
MR2202S-L	55-70 mm	vasen S
MR2202M-L	70-85 mm	vasen M
MR2202L-L	85-100 mm	vasen L
MR2202S-R	55-70 mm	oikea S
MR2202M-R	70-85 mm	oikea M
MR2202L-R	85-100 mm	oikea L