

Ulnaari deviaatio-ortoosi NRX



Ulnaari deviaatio-ortoosi NRX MR2202

NRX® Ulnar -ortoosia käytetään MCP-nivelten ongelmassa ja tulehduksissa reumapotilailla ja postoperatiivisesti MP-nivelten leikkausten jälkeen. Tuki pitää sormet erillään, mikä edesuttaa hygieniaa ja estää paineen tunnetta. Tuessa on metalliydin, joka on kapseloitu NRX®-materiaaliin. Metalliydin voidaan helposti säätää ja muotoilla käsin, jotta MP-liitokset pysyvät hyvin tuettuina. Tuki toimii erinomaisesti aktiivisuuden aikana, mutta sitä voidaan käyttää myös öisin kivun hoitoon. Tukea voidaan käyttää myös sormien erottamiseen aivohalvauspotilailla joilla on ongelmia hygienian kanssa, tai sitä voidaan käyttää myös kämmenen alueen suojaamiseen paineelta. NRX®-materiaali antaa hyvän paineensiirron, ei ime kosteutta ja se on helposti puhdistettava. Sitä voidaan käyttää jopa vedessä, koska se kuivuu hyvin nopeasti.

Hinta 47,21 € (alv 0%) / 59,25 € (alv 25.5%)

Pesuohjeet



Käsinpesu 40° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmvassa paikassa.

| Tuotenumero | Mitta MP-nivelten yläpuolelta | Koko |
|-------------|-------------------------------|---------|
| MR2202S-L | 55-70 mm | vasen S |
| MR2202M-L | 70-85 mm | vasen M |
| MR2202L-L | 85-100 mm | vasen L |
| MR2202S-R | 55-70 mm | oikea S |
| MR2202M-R | 70-85 mm | oikea M |
| MR2202L-R | 85-100 mm | oikea L |