

Hoitojalkine Amsterdam, koot XSK-XXL (31-48)



Hoitojalkine Amsterdam, koot XSK-XXL (31-48) TS6100

Hoitojalkine Amsterdamissa on tukeva, 30 mm paksu keinupohja, jossa on rullaava käynti. Jäykkä keinupohja vähentää tehokkaasti jalkaterään ja etenkin jalan etuosaan kohdistuvaa painetta. Jalkine on symmetrinen ja sitä voi käyttää molemmissa jaloissa. Indikaatiot: Haavoja päkiän ja varpaiden alueella. Postoperatiivisesti päkiän ja varpaiden trauman tai korjausleikkausten jälkeen, esim. Hallux valgus. Diabeteksen aiheuttamat haavaumat jalan etuosassa. Ominaisuuksia: Kenkä on helppo pukea ja säätää tarrakiinnitysten avulla. Kengän pohjalliseen voi tehdä kevennyksiä tai käyttää omaa tukipohjallista. Koot XS-XXL.

Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastavassa paikassa.

Puhdistus kostealla liinalla tai sienellä

Hoitojalkine Amsterdam TS6100

Tuotenumero	Koko
TS6100-XSK	XSK
TS6100-XS	XS
TS6100-S	S
TS6100-M	M
TS6100-L	L
TS6100-XL	XL
TS6100-XXL	XXL