

Istuintyyny Ride Forward



Istuintyyny Ride Forward

NETTIFCD-

Ride® Forward -tyynyn patentoitu muotoiltu pohja auttaa paremman asennon ja tasapainon ylläpitämisessä samalla kun se vähentää painetta riskialueilla. Kiilojen avulla tyynyä voi tarvittaessa säätää lisää. Tyynyn yläosan viskoelastinen vaahtokerros muotoutuu käyttäjän mukaan ja pehmentää muotoiltua tyynyä. Tyynyn muotoilu, välikangas, tyynynpäällinen ja inkontinenssipäällinen yhdessä pitävät tyynyn ja käyttäjän kuivana. Lievä tai kohtalainen painehaavariski.

Paino (kg)

1,80

Valmistaja:

Ridedesigns

Pesuhjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmavassa paikassa.

Puhdistus kostealla liinalla tai sienellä

Tuotenumero	Tuote	Koko	Korkeus reisien kohdalla
NETTIFCD-1212	Istuintyyny Ride Forward	30 x 30 cm	6 cm
NETTIFCD-1214	Istuintyyny Ride Forward	30 x 36 cm	6 cm
NETTIFCD-1216	Istuintyyny Ride Forward	30 x 41 cm	5 cm
NETTIFCD-1414	Istuintyyny Ride Forward	36 x 36 cm	7 cm
NETTIFCD-1416	Istuintyyny Ride Forward	36 x 41 cm	7 cm
NETTIFCD-1418	Istuintyyny Ride Forward	36 x 46 cm	7 cm
NETTIFCD-1515	Istuintyyny Ride Forward	38 x 38 cm	7 cm
NETTIFCD-1517	Istuintyyny Ride Forward	38 x 43 cm	7 cm
NETTIFCD-1616	Istuintyyny Ride Forward	41 x 41 cm	7 cm
NETTIFCD-1618	Istuintyyny Ride Forward	41 x 46 cm	7 cm
NETTIFCD-1620	Istuintyyny Ride Forward	41 x 51 cm	7 cm
NETTIFCD-1717	Istuintyyny Ride Forward	43 x 43 cm	7 cm
NETTIFCD-1816	Istuintyyny Ride Forward	46 x 41 cm	7 cm
NETTIFCD-1818	Istuintyyny Ride Forward	46 x 46 cm	7 cm
NETTIFCD-1820	Istuintyyny Ride Forward	46 x 51 cm	7 cm
NETTIFCD-2016	Istuintyyny Ride Forward	51 x 41 cm	7 cm
NETTIFCD-2018	Istuintyyny Ride Forward	51 x 46 cm	7 cm
NETTIFCD-2020	Istuintyyny Ride Forward	51 x 51 cm	7 cm