

Kulan hienosäätöjalka



Kulan hienosäätöjalka

14211313-S

Kulan hienosäätöjalka voidaan vaihtaa yhden Kulan suihkutuolin vakiojalan tilalle. Hienosäädön avulla keikkuva suihkutuoli voidaan vakauttaa suihkuhuoneessa, jonka lattiassa on "kaatoa" eli kallistusta. Aseta hienosäätöjalka sen jalan tilalle, joka on kaltevimmassa kohtaa lattiaa ja kumitulppa kiertämällä jalka pitenee ja korjaa keikkumisen.