

# Otetikasnauha Alpha



## Otetikasnauha Alpha

PM-6090

Otetikasnauha Alpha on monipuolinen apuväline omatoimisen siirtymisen tukemiseen. Otetikasnauha tarjoaa hyvän otteen ja mahdollisuuden hyödyntää käsivoimia siirtymisissä, kuten makuulta istumaan nousemisessa istumasta makuulle käymisessä istuimen ja vuoteen välisissä matalissa siirtymisissä. Otenauha voidaan kiinnittää vuoteen jalkopäädyn runkoon kiinnityslenkin avulla. Tuotteessa on 8 kahvaa, joiden avulla henkilö voi kahva kerrallaan kohottaa istuma-asentoon sängyssä. Otenauha Alphaa voidaan hyödyntää myös liukulautasiirroissa kahdella tavalla. Avustaja voi kiinnittää otenauhan siirtovyön kahvaan ja avustaa näin liukumista otenauhasta vetämällä. Otenauha voi toimia apuna myös siirtyjälle itselleen. Pyörätuolista vuoteeseen siirryttäessä sängyn jalkopäähän kiinnitetty otetikasnauha tarjoaa siirtyjälle mahdollisuuden hyödyntää käsivoimiaan ja vetää itseään liukulautaa pitkin kohti sänkyä. Otenauhassa kulkee kahvoja molemmin puolin nauhaa. Vahvistetut, pyöreäpintaiset kahvat tarjoavat pitävän otteen. Otetikasnauha Alpha on helppokäyttöinen ja siirrettävissä helposti paikasta toiseen. Vahvan Nylon-materiaalin ja pitävien ompeluiden ansiosta sen maksimikäyttäjänpaino on 200 kg.

**Hinta** 71,27 € (alv 0%) / 89,45 € (alv 25.5%)

### Valmistaja:

Petermann Medical

### Pesuhjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 60°C. Hellävarainen linkous (kts. pesukoneen käyttöohje). Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana.