

Nostoliina Amputee Sling



Nostoliina Amputee Sling 25040-M

Human Care Amputee Sling nostoliina on suunniteltu ensisijaisesti asiakkaiden nostamiseen, jonka toinen tai molemmat jalat on amputoitu reiden kohdalta. Liinaa voidaan käyttää myös henkilöille, joilla on taipumusta luistaa ulos liinasta. Amputoitua asiakasta siirrettäessä liinan jalkaosat ovat yleensä päällekkäin asiakkaan reiden tai reisien alla. Reisosien pukemistapa yhdessä liinan muotoilun kanssa saa aikaan sen, että pohjan aukko jää erittäin pieneksi. Nostoasennon turvallisuutta ja liinassa pysymistä edistää myös taakse kallistunut asento nostettaessa. Liina tukee vartaloa hartiatasoon saakka. Nostoliinan materiaali on kestävä polyesteriä. Liukas polyesterikangas on helppo liu'uttaa paikoilleen ja ottaa pois vartalon alta noston jälkeen. Materiaalit eivät veny käytössä. Alla olevassa taulukossa näet saatavilla olevat koot ja hinnat.

Valmistaja:
Humancare

Pesuohteet



Voi kuivata miedoimmalla lämmöllä kuivausrummussa.



Pesu pyykinpesukoneessa, maksimilämpötila 75 °C.

Nimike	Kuvaus	Koko	Materiaali	Liinan leveys*	Aukon leveys**	Liinan korkeus	Käyttäjän suosituspaino
25040-M	Nostoliina Amputee Sling	M	polyesteri	78	36	59	55-90