

# Hoitojalkine Venus



## Hoitojalkine Venus

200R1-

Hoitojalkineessa on jäykkä, päkiäkevennetty etuosalta nouseva ulkopohja ja lyhennetty pohjarakenne (negatiivinen kantakorkeus) Hoitojalkine kattaa koko kantapään ja tarsiialueen Käyttökohteet: Leikkauksen jälkeinen hoito ja jalkaterän vammojen kuntoutus Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana Edistää jalkaterän haavojen paranemisprosessia Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori Tukeva kantakappi sekä tarrakiinnikkeet tukevat kantapään tukevasti paikalleen kengän sisällä Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia Lisävarusteena saatavilla pehmeä ja kova varvassuoja

### Pesuhjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmvassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
200R1-S	Hoitojalkine Venus S	S / 36 – 38
200R1-M	Hoitojalkine Venus M	M / 39 – 42
200R1-L	Hoitojalkine Venus L	L / 43 – 46
200R1-XL	Hoitojalkine Venus XL	XL / 47 - 51
SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET		
200R10*	Pehmeä varvassuoja S-XL	S-XL
200R14	Kova kärki-/varvassuoja	Yksi koko