

# Hoitojalkine Merkur



## Hoitojalkine Merkur 201R1

Hoitojalkineessa on jäykkä, päkiäkevennetty ja etuosalta nouseva ulkopohja (negatiivinen kantakorkeus) Hoitojalkine kattaa koko kantapään ja tarsiialueen  
Käyttökohteet: Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana Leikkauksen jälkeinen hoito ja jalkaterän alueen haavojen hoito Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori  
Jalkineessa on parannettu liukastumisen esto ja lisäksi jalkineen kantakappi ja tarrakiinnikkeet estävät jalkaterän liukumisen kengän sisällä Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosan pehmeä varvassuoja sekä Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.

### Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastossa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
201R1-XS	Hoitojalkine Merkur, koko XS	XS / 31 – 33
201R1-S	Hoitojalkine Merkur, koko S	S / 34 – 36
201R1-M	Hoitojalkine Merkur, koko M	M / 37 – 39
201R1-L	Hoitojalkine Merkur, koko L	L / 40 – 42
201R1-XL	Hoitojalkine Merkur, koko XL	XL / 43 – 45
201R1-XXL	Hoitojalkine Merkur, koko XXL	XXL / 46 – 48