

# Hoitojalkine Merkur A



## Hoitojalkine Merkur A 02R12

Hoitojalkineessa on jäykkä, päkiäkevennetty etuosalta nouseva ulkopohja (negatiivinen kantakorkeus) Hoitojalkine kattaa koko kantapään ja tarsiialueen ja ehkäisee painepiikkejä Käyttökohteet: Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori Jalkineen ulkopohjassa on paranneltu liukastumisen esto Voidaan käyttää molemmissa jaloissa sekä hoitojalkine on säädettävissä tarrakiinnityksen avulla yksilöllisesti Jalkineen kantakappi ja tarrakiinnikkeet estävät liukumisen kengän sisällä Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen

### Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastossa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
202R1-S	Hoitojalkine Merkur A, koko S	35 – 36
202R1-M	Hoitojalkine Merkur A, koko M	37 – 38
202R1-L	Hoitojalkine Merkur A, koko L	39 – 40
202R1-XL	Hoitojalkine Merkur A, koko XL	41 – 42
202R1-XXL	Hoitojalkine Merkur A, koko XXL	43 – 44
202R1-XXXL	Hoitojalkine Merkur A, koko XXXL	45 – 46
202R1-XXXXL	Hoitojalkine Merkur A, koko XXXXL	47 – 48
202R1-XXXXXL	Hoitojalkine Merkur A, koko XXXXXL	49 – 50