

# Hoitojalkine Uranus



## Hoitojalkine Uranus

204R

Hoitojalkineessa on jäykkä, etuosalta pyöristetty hyvin rullaava ulkopohja Jalkine ehkäisee painepiikkejä jalkapohjan alueella Käyttökohteet: Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori Jalkineen ulkopohjassa on parannettu liukastumisen esto Voidaan käyttää molemmissa jaloissa sekä hoitojalkine on säädettävissä tarrakiinnityksen avulla yksilöllisesti Jalkineen tukeva kiinnitys estää jalkaterän liukumisen kengän sisällä. Jalkine on avattavissa kokonaan, jolloin pukeminen helpottuu Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.

### Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastossa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
204R1-S	Hoitojalkine Uranus, koko S	35 – 36
204R1-M	Hoitojalkine Uranus, koko M	37 – 38
204R1-L	Hoitojalkine Uranus, koko L	39 – 40
204R1-XL	Hoitojalkine Uranus, koko XL	41 – 42
204R1-XXL	Hoitojalkine Uranus, koko XXL	43 – 44
204R1-XXXL	Hoitojalkine Uranus, koko XXXL	45 – 46
204R1-XXXXL	Hoitojalkine Uranus, koko XXXXL	47 – 48
204R1-XXXXXL	Hoitojalkine Uranus, koko XXXXXL	49 – 50