

Hoitojalkine Jupiter



Hoitojalkine Jupiter

205R1

Hoitojalkineessa on jäykkä, päkiäkevennetty etuosalta nouseva ulkopohja (negatiivinen kantakorkeus) Hoitojalkine kattaa koko kantapään ja tarsiialueen
Käyttökohteet: Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana Leikkauksen jälkeinen hoito ja jalkaterän alueen haavojen hoito Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori
Hoitojalkineen ulkopohjassa on paranneltu liukastumisen esto Jalkineen tarrakiinnikkeet pitävät jalan paikoillaan ja estävät jalkaterän liukumisen kengän sisällä Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosan pehmeä varvassuoja sekä Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.

Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmvassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
205R1-XS	Hoitojalkine Jupiter, koko XS	XS / 31 – 33
205R1-S	Hoitojalkine Jupiter, koko S	S / 34 – 36
205R1-M	Hoitojalkine Jupiter, koko M	M / 37 – 39
205R1-L	Hoitojalkine Jupiter, koko L	L / 40 – 42
205R1-XL	Hoitojalkine Jupiter, koko XL	XL / 43 – 45
205R1-XXL	Hoitojalkine Jupiter, koko XXL	XXL / 46 – 48
205R1-XXXL	Hoitojalkine Jupiter, koko XXXL	XXXL / 49 – 50