

Hoitojalkine Saturn



Hoitojalkine Saturn

207R1

Hoitojalkineessa on jäykkä päkiäkevennetty etuosalta nouseva ulkopohja (negatiivinen kantakorkeus) Käyttökohteet: Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana Leikkauksen jälkeinen hoito ja jalkaterän alueen haavojen hoito Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori Jalkineen tarrakiinnikkeet pitävät jalan paikoillaan ja estävät jalkaterän liukumisen kengän sisällä Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosalle pehmeä varvassuoja

Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmavassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
207R1-XS	Hoitojalkine Saturn, koko XS	XS / 36 – 37
207R1-S	Hoitojalkine Saturn, koko S	S / 38 – 39
207R1-M	Hoitojalkine Saturn, koko M	M / 40 – 41
207R1-L	Hoitojalkine Saturn, koko L	L / 42 – 43
207R1-XL	Hoitojalkine Saturn, koko XL	XL / 44 – 45