

Hoitojalkine Apollo



Hoitojalkine Apollo

209R

Post-operatiivinen hoitojalkine jäykistetyllä rullaavalla keinupohjalla. Keventää koko jalkaterään kohdistuvaa kuormitusta ja tukee jalkaterän asentoa kävelyn aikana. Jalkine ehkäisee painepiikkejä jalkapohjan alueella. Käyttökohteet: Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia. Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana. Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat. Voidaan käyttää molemmissa jaloissa sekä hoitojalkine on säädettävissä tarrakiinnityksen avulla yksilöllisesti. Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosalle pehmeä varvassuoja ja Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.

Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastossa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
209R1-S	Hoitojalkine Apollo, koko S	35 – 36
209R1-M	Hoitojalkine Apollo, koko M	37 – 38
209R1-L	Hoitojalkine Apollo, koko L	39 – 40
209R1-XL	Hoitojalkine Apollo, koko XL	41 – 42
209R1-XXL	Hoitojalkine Apollo, koko XXL	43 – 44
209R1-XXXL	Hoitojalkine Apollo, koko XXXL	45 – 46
209R1-XXXXL	Hoitojalkine Apollo, koko XXXXL	47 – 48
209R1-XXXXXL	Hoitojalkine Apollo, koko XXXXXL	49 – 50