

Hoitojalkine Luna



Hoitojalkine Luna

210R

Sandaalimainen hoitojalkine, jossa jäykistetty etuosalta pyörästetty hyvin rullaava ulkopohja. Korkea reuna varvasosalla suojaa varpaita Jalkineessa on kolmiosaiset, keskenään erikovuiset irrotettavat ja muokattavat pohjalliset, jotka ehkäisevät jalkapohjan painepiikkejä Käyttökohteet: Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat Jalkineessa on vahvistettu ulkopohja sekä korkeampi varsi, joka antaa jalkaterälle paremman tuen ja suojan Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosan pehmeä varvassuoja ja tekstiili-pinnoitetut pehmeät EVA-pohjalliset.

Pesuhjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmavassa paikassa.

| Nimike | Kuvaus | Koko / Kengän koko |
|--------------|--------------------------------|--------------------|
| 210R1-S | Hoitojalkine Luna, koko S | 35 – 36 |
| 210R1-M | Hoitojalkine Luna, koko M | 37 – 38 |
| 210R1-L | Hoitojalkine Luna, koko L | 39 – 40 |
| 210R1-XL | Hoitojalkine Luna, koko XL | 41 – 42 |
| 210R1-XXL | Hoitojalkine Luna, koko XXL | 43 – 44 |
| 210R1-XXXL | Hoitojalkine Luna, koko XXXL | 45 – 46 |
| 210R1-XXXXL | Hoitojalkine Luna, koko XXXXL | 47 – 48 |
| 210R1-XXXXXL | Hoitojalkine Luna, koko XXXXXL | 49 – 50 |