

Hoitojalkine Mars



Hoitojalkine Mars

203R1

Kantakevennysjalkine. Hoitojalkineessa on jäykistetty pohjarakenne, joka on lyhennettykantapään alueelta. Käyttökohteet: Leikkauksen jälkeinen hoito ja kantapään alueen haavojen hoito Edistää kantapään alueen haavojen paranemisprosessia Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysklin aikana Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori Jalkineen tarrakiinnikkeet pitävät jalkaterän paikoillaan ja estävät liukumisen kengän sisällä Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla kantapään sekä jalkaterän etuosan pehmeä suoja

Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmvavassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
203R1-S	Hoitojalkine Mars S	S / 35 – 37
203R1-M	Hoitojalkine Mars M	M / 38 – 40
203R1-L	Hoitojalkine Mars L	L / 42 – 43
203R1-XL	Hoitojalkine Mars XL	XL / 44 – 46