

Hoitojalkine Mars S



Hoitojalkine Mars S

213R1

Hoitojalkineessa on uusi paranneltu rakenne, joka antaa jalkaterälle paremman tuen. Kantakevennetty jäykistetty ulkopohja. Pohjallisen kiilarakenne kannattelee jalkaterää keskiosalta. Pehmeä ja pitkä pohjallinen tasaa jalkaterän painepiikkejä. Hoitojalkinetta voidaan käyttää molemmissa jaloissa. Käyttökohteet: Edistää kantapään alueen haavojen paranemisprosessia. Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana. Leikkauksen jälkeinen hoito ja kantapään alueen haavojen hoito. Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori. Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Hoitojalkine on säädettävissä yksilöllisesti jalan mittojen mukaan ja pehmustetta pystyy muokkaamaan. Lisävarusteena saatavilla jalkaterän takaosan ja etuosan pehmeä suoja sekä Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.

Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmvavassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
213R1-S	Hoitojalkine Mars S, koko S	S / 33 – 36
213R1-M	Hoitojalkine Mars S, koko M	M / 37 – 39
213R1-L	Hoitojalkine Mars S, koko L	L / 40 – 42
213R1-XL	Hoitojalkine Mars S, koko XL	XL / 43 – 45
213R1-XXL	Hoitojalkine Mars S, koko XXL	XXL / 46 – 48