

Hoitojalkine Neptun



Hoitojalkine Neptun

214R

Post-operatiivinen hoitojalkine Hoitojalkinetta voidaan pitää siteiden päällä ja samalla kenkä suojaa kylmältä ja märältä säältä Hoitojalkine ympäröi koko jalkaterän sekä pehmustettu pohjallinen estää painepiikkejä jalkapohjan alueella Käyttökohteet: Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat Jalkineessa on vahvistettu pohja sekä korkeampi varsi, joka antaa jalkaterälle paremman tuen ja suojan Jalkineen tukeva tarrakiinnitys estää jalkaterän liukumisen kengän sisällä. Jalkine on kokonaan avattava, mikä helpottaa pukemista. Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen

Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastussa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko
214R1/36	Hoitojalkine Neptun 36	Pituus 243mmLeveys 93mm
214R1/37	Hoitojalkine Neptun 37	Pituus 249mmLeveys 94,5mm
214R1/38	Hoitojalkine Neptun 38	Pituus 256mmLeveys 96mm
214R1/39	Hoitojalkine Neptun 39	Pituus 263mmLeveys 97,5mm
214R/40	Hoitojalkine Neptun 40	Pituus 269mmLeveys 99mm
214R/41	Hoitojalkine Neptun 41	Pituus 276mmLeveys 100,5mm
214R1/42	Hoitojalkine Neptun 42	Pituus 283mmLeveys 102mm
214R1/43	Hoitojalkine Neptun 43	Pituus 290mmLeveys 103,5mm