

# Hoitojalkine Neptun B



## Hoitojalkine Neptun B

215R

Post-operatiivinen hoitojalkine leveällä ulkopohjalla ja sisätilavuudella. Hoitojalkinetta voidaan pitää siteiden päällä ja samalla kenkä suojaa kylmältä ja märältä säältä. Hoitojalkine ympäröi koko jalkaterän ja nilkan alueen sekä pehmustettu pohjallinen estää painepiikkejä jalkapohjan alueella. Käyttökohteet: Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia. Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana. Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat. Jalkineessa on vahvistettu pohja sekä korkeampi varsi, joka tuo lisää vakautta. Jalkineen tarrakiinnitys estää jalkaterän liukumisen kengän sisällä. Jalkine on kokonaan avattava, mikä helpottaa pukemista. Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla Velour-pinnoitettu pehmeä vahtomuovipohjallinen.

### Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastossa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
215R1/36	Hoitojalkine Neptun B	35 – 36
214R1/38	Hoitojalkine Neptun B	37 – 38
214R1/40	Hoitojalkine Neptun B	39 – 40
214R1/42	Hoitojalkine Neptun B	41 – 42
214R/44	Hoitojalkine Neptun B	43 – 44
214R/46	Hoitojalkine Neptun B	45 – 46
214R1/48	Hoitojalkine Neptun B	47 – 48
214R1/50	Hoitojalkine Neptun B	49 - 50