

Hoitojalkine Pluto S



Hoitojalkine Pluto S

206R

Hoitojalkineessa on jäykkä, päkiäkevennetty etuosalta pyöristetty rullaava ulkopohja (negatiivinen kantakorkeus) Jalkine ehkäisee painepiikkejä Käyttökohteet: Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueiden kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori Jalkineen ulkopohjassa on paranneltu liukastumisen esto Voidaan käyttää molemmissa jaloissa sekä hoitojalkine on säädettävissä tarrakiinnityksen avulla yksilöllisesti Jalkineen tarrakiinnikkeet estävät jalkaterän liukumisen kengän sisällä ja jalkineen etukiinnitys estää jalkaterän etuosan adduktion/abduktion Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosan pehmeä varvassuoja ja Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen

Pesuhjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastossa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
206R1-S	Hoitojalkine Pluto S, koko S	35 – 36
206R1-M	Hoitojalkine Pluto S, koko M	37 – 38
206R1-L	Hoitojalkine Pluto S, koko L	39 – 40
206R1-XL	Hoitojalkine Pluto S, koko XL	41 – 42
206R1-XXL	Hoitojalkine Pluto S, koko XXL	43 – 44
206R1-XXXL	Hoitojalkine Pluto S, koko XXXL	45 – 46
206R1-XXXXL	Hoitojalkine Pluto S, koko XXXXL	47 – 48
206R1-XXXXXL	Hoitojalkine Pluto S, koko XXXXXL	49 – 50