

# Hoitojalkine Komet



## Hoitojalkine Komet

217R

Hoitojalkineessa on jäykkä ulkopohja, joten paine jakautuu tasaisemmin jalkaterän alueella. Jalkineen pehmeä pohjallinen ehkäisee painepiikkejä ja kengässä on vahvistettu kantapään alue. Käyttökohteet: Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat Voidaan käyttää molemmissa jaloissa sekä hoitojalkine on säädettävissä tarrakiinnityksen avulla yksilöllisesti Pitävä ja luistamaton ulkopohja Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosan pehmeä varvassuoja ja Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen

### Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmvassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
217R1-S	Hoitojalkine Komet, koko S	35 – 36
217R1-M	Hoitojalkine Komet, koko M	37 – 38
217R1-L	Hoitojalkine Komet, koko L	39 – 40
217R1-XL	Hoitojalkine Komet, koko XL	41 – 42
217R1-XXL	Hoitojalkine Komet, koko XXL	43 – 44
217R1-XXXL	Hoitojalkine Komet, koko XXXL	45 – 46
217R1-XXXXL	Hoitojalkine Komet, koko XXXXL	47 – 48
217R1-XXXXXL	Hoitojalkine Komet, koko XXXXXL	49 – 50