

Polviortoosi X- ROM



Polviortoosi X- ROM

11-2181-9

X-ROM on kevyt postoperatiivinen ortoosi, jota käytetään leikkausten jälkeen. Ortoosia on mukava pitää ja ortoosi on helposti sekä nopeasti puettavissa. Ortoosissa on muotoutuvat vaahtomuovipehmusteet ja dynaaminen joustava runko muotoutuvat luonnollisesti potilaan jalkaan mahdollistaen hyvän istuvuuden heti operaation jälkeen. Omiaisuudet: Taipuisat kiskot korjaavat tehokkaasti varus-/valgus asentoa Vahvoissa ja kestävässä alumiininivelissä liikerajoitusmahdollisuudet extensio -10° – $+90^{\circ}$ ja flexio -10° – $+120^{\circ}$. Pikalukituksen avulla ortoosi voidaan lukita 0° , 15° ja 30° . Teleskooppi säätö 48 – 63,5 cm. Ortoosi istuu hyvin erikokoisille potilaille Teleskooppimekanismit säädettävissä helposti ja tarkasti painikkeiden avulla Ainutlaatuisesti muotoutuvien pehmusteiden pinta on luistamaton, mikä estää tuen valumisen. Kaikki neljä kiinnityshihnaa liikkuvat kiskossa ja ovat itsenäisesti säädettävissä, mikä mahdollistaa hihnojen säätämisen siten, etteivät ne kosketa operoituja alueita. Lisävarusteina saatavilla vaihtopehmusteet sekä vaihtoremmissetti.

Pesuhjeet



Käsinpesu 30° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmastossa paikassa.

Tuotenumero	Tuote
11-2181-9	Polviortoosi X- ROM, yksi koko
Lisävarusteet	
25-7530	Vaihtoremmit ja soljet X-ROM
25-7531	Vaihtopehmusteet (runko) X-ROM