

Nilkkaortoosi XP Diabetic Walker



Nilkkaortoosi XP Diabetic Walker

01PD-

Diabetekseen liittyvistä jalkaongelmista kärsiville potilaille suunnitellussa XP Diabetic Walker™ -jalkineessa on optimoitu keinupohja, joka keventää diabeetikon jalkaa mahdollisimman paljon. Mukana tulee aina kaksi ylimääräistä pohjallista (mukaan lukien kaksikerroksinen mosaiikkipohjallinen kuormituspisteiden kevennykseen, joka on suunniteltu Impax™-ristikkoteknologialla), kolme sukkaa ja yksi käsipumppu, jossa on painemittari ilmakennojen täyttämiseen. Pohjallinen, puolijäykkä kuori ja ilmakennot auttavat säätelemään jalan painetta ja kuormitusta. Voidaan käyttää Brace-Lok™-järjestelmän kanssa, jonka avulla nähdään onko walker avattu ja otettu pois jalasta. Käyttöalueet: Diabetesjalan plantaarisen kuormituksen keventäminen, neuropaattisten haavaumien paineilmatuenta, takajalan ja kantapään suojaus, pehmytkudosvammat, vakauttaa jalkaterän ja/tai nilkan murtuma ja leikkauksen jälkeinen käyttö Muuta: Saumatonta sukkaa tulee aina käyttää XP Diabetic Walkerin alla. Lisävarusteina saatavana Brace-Lok, jalkateräosan hygieniasuoja siirryttäessä ulkotiloista sisätiloihin ja koko walkerin peittävä sääsuoja suojaamaan lialta ja vedeltä ulkoilun ajan

Pesuohjeet



Käsinpesu 40° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmvassa paikassa.

| Nimike | Kuvaus | Koko / kengän koko |
|---------|--------------------------|--------------------|
| 01PD-S | XP Diabetes Walker | S / 35 - 38 |
| 01PD-M | XP Diabetes Walker | M / 39 - 42 |
| 01PD-L | XP Motus Diabetes Walker | L / 43 - 45 |
| 01PD-XL | XP Motus Diabetes Walker | XL / |