

## SBI Motus Diabetes Walker



### SBI Motus Diabetes Walker

79015001-

SBI Motus Diabetes Walker ortoosi on tarkoitettu haavaumien ja diabetesjalan haavojen hoitamiseen jalkaterän ja jalkapohjan alueella. Ortoosissa on stabiili muovikehikko, joka suojaa tibiaa sekä irrotettava sisäosa, jota voidaan muotoilla kuumailmapuhaltimen avulla. Irrotettava täydellisesti rullaava keinupohja soveltuu hyvin jalkapohjan haavaumien hoitoon. Lisävarusteena on tilattavissa myös stabiili keinupohja, joka helpottaa akuutista krooniseen hoitovaiheeseen siirtymistä. Ortoosin kiinnitysnauhojen kohtaa voidaan siirtää ja ne voidaan varmistaa "irrotuksen estävän" järjestelmän avulla. Säädettävät 3x3 kiinnityspohjalliset ovat tarkoitettu kohdistettuun plantaarihaavaumien keventämiseen. Kiinnityspohjalliset koostuvat kolmesta eri kerroksesta ja kolmesta eri jäykkyydestä (jäykkä, medium ja pehmeä), joita voidaan yhdistellä keskenään ja sovittaa yksittäisiin haavaumiin sopiviksi. SBI 3x3 kevennyspohjalliset toimitetaan SBI Motus Diabetes Walker ortoosin mukana. Käyttöalueet: Haavaumien ja diabetesjalan haavojen hoitamiseen jalkaterän ja jalkapohjan alueella. Charcot jalan stabilisoimiseksi. Leikkauksen jälkeinen kuntoutus.

Nimike	Kuvaus	Koko / kengän koko
790150011	SBI Motus Diabetes Walker	S / 34 - 36
790150012	SBI Motus Diabetes Walker	M / 37 - 39
790150013	SBI Motus Diabetes Walker	L / 40 - 42
790150014	SBI Motus Diabetes Walker	XL / 43 - 45
790150015	SBI Motus Diabetes Walker	XXL / 46 - 48