

# Ajolaite Twist ohjaimella



## Ajolaite Twist ohjaimella TWIST-A

Twist on sähkötoiminen lisävoima ajolaite pyörätuoliin. Se sopii käytettäväksi useimpien markkinoilla olevien manuaalisten pyörätuolien kanssa. Käyttö on helppoa, ajolaite kytketään hetkessä pyörätuolin keulalle ja liikkua voi sisällä ja ulkona. Twist ajolaitetta käytetään ohjaimella, joka kiinnitetään pyörätuolin runkoputkeen. Kevyt ajovivun liikautus ohjaimen päällä ja Twist kiihtyy asetettuun ajonopeuteen ja liikkuu tasaisesti säädettyä nopeutta. Laaja painonappi ohjaimen kyljessä on jarru, jota painamalla Twist pysähtyy sähköisesti ja varmasti. Ohjaimella ei ohjata tuolia, vaan suuntaa vaihdetaan käsin kelausvanteista ohjailleen. Kädet ovat ajettaessa vapaana, joko ohjaillemaan kelausvanteista tai muihin toimintoihin. Ohjainta tarvitse käyttää vain jarruttaessa tai nopeutta säätäessä. Kytettäessä pyörätuoliin, sen etupyörät kohoavat irti maasta ja ajolaitteen "vetoyksikkö" alkaa vetää pyörätuolia. Twist on kevyt ja helppo kantaa kantokahvasta ja nostaa autoon. Ajolaitteen järjestelmä kontrolloi automaattisesti alamäkijarrutuksen sekä ajonopeuden sille säädettyssä nopeudessa. Sähkötoiminen jarrutus pysäyttää ajolaitteen tehokkaasti. Kääntösäde on pieni 360 astetta kääntyvän vetävän pyörän ansiosta. Twist mahtuu kapeisiin ja jopa ahtaisiin tiloihin ja helpottaa liikkumista niin kotona, kaupoissa kuin toimistoissa. Twistin nopeutta ja ajon parametrejä voi säätää älypuhelimella bluetoothin avulla, lataamalla Klaxon App sovelluksen. Puhelimesta näet myös jäljellä olevan akun kapasiteetin. <https://www.facebook.com/watch/?v=567829875343981>

**Valmistaja:**  
Klaxon

Twist	
Materiaali	Alumiini
Moottorin jännite	36V
Moottorin teho	750W har
Ajonopeus	ohjaimella
Pyörä	10" urakuv
Akku	36V 4 Ah
Ohjaustanko	Alumiinia,
Jarrut	ohjaimella
Koko (lev x kork x syv)	Twist: 31
Kiinnitys	Linking Sy
Paino	7,5 kg (ilm
Ajomatka	20 km (ko
Järjestelmä toiminnot	Nopeuden
Ohjelmistotuki	Klaxon Ap
Vakiovarustus	Twist+lata

Lisävarusteita

Ohjain, oh