

Comfort-pyörätuoli Netti 3HD Dynamic



Comfort-pyörätuoli Netti 3HD Dynamic NETTID201..HD

Comfort-pyörätuoli Netti 3HD Dynamic on patentoidulla dynaamisella istuinjärjestelmällä varustettu yksilöllisesti mitoitettava pyörätuoli henkilöille, joilla on voimakas ojennussuunnan spastisuus ja lonkan tai selän tahattomat liikkeet aiheuttavat haasteita istuma-asentossa. Pyörätuolin varustelu valitaan yksilöllisesti jokaisen käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Netti 3HD Dynamic tuolissa on istuinkulman säätöä varten tuplakaasujouset tuomassa lisää tukevuutta ja vakautta tuolin käyttöön. Dynaaminen istuinjärjestelmä koostuu 40° kallistuksella olevasta selkäosasta, etureunasta kallistuvasta istuinlevystä ja pituus- ja ojennusuuntaan joustavasta jalkatukikokonaisuudesta. Tarvittaessa järjestelmään voidaan vielä valita päätuki, jossa on myös jousto-ominaisuus. Istuinlevyssä on liukukiskolla varustettu kiinnityspaikka tukevalle lantiovyölle, jolla lantio saadaan pysymään halutussa asennossa istuimen perällä. Dynaaminen istuinjärjestelmä luo ns. avoimen liikeketjun, joka sallii ojennussuuntaan tapahtuvan liikkeen ja ylläpitää ja palauttaa henkilölle hyvän ryhdikkään asennon ojennusliikkeen lievittäessä. Dynaamisen istuinjärjestelmän edut: Tuoli mukautuu käyttäjän liikkeisiin ylläpitäen parempaa istuma-asentoa Hallitsematon liike ja liikkeen voimakkuus ohjautuu laaja-alaisemmin vähentäen epämukavuutta ja kipua Lisää päivittäistä istuma-aikaa Parantunut asennonhallinta Vähentää spastisuutta pitkän aikavälin seurannassa Parantaa päivittäistä toimintakykyä Pidempi pyörätuolin käyttöikä Ominaisuuksia: Dynaaminen istuinjärjestelmä; selkäosa, istuin ja jalkatuki Mahdollisuus valita dynaaminen päätuki Paljon erilaisia selkä- ja istuintyyppiä vaihtoehtoja 40° kallistuksella oleva selkäosa lukittavissa tarvittaessa haluttuun kulmaan 40° dynaamisella selkäosalla varustettua tuolia voidaan käyttää istuimena autokuljetuksen aikana ISO 7176-19 mukaisesti. Tällöin selkäosa tulee olla lukittuna 90°:n kulmaan.

Paino (kg)

36,00

Valmistaja:

AluRehab

Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastossa paikassa.



Pesu pyykinpesukoneessa 60°C. Hellävarainen linkous (kts. pesukoneen käyttöohje). Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana.



Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuoksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.



Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tekniset ominaisuudet

Istuinleveys

NETTI 3HD Dynamic

35 / 38 / 40 / 43 / 45 / 50 cm

| | |
|-------------------------------------|--|
| Istuinleveyden kavennus | 2 x 25 mm |
| Istuinleveyden levitys | 2 x 12 mm |
| Kokonaisleveys | Istuinleveys +22 cm vakio- / rumpujarrupyörillä +19 cm 12" / 16" rumpujarrupyörillä |
| Istuinsyvyys | 40 / 42,5 / 45 / 47,5 / 50 cm |
| Selkäosan korkeus | 50 / 60 cm |
| Istuinkulman säätö | -9° – +16° |
| Selkäosan dynaaminen säätö | 0° - 40° |
| Selkäosan kaasujousi | 200-1300 N |
| Istuinkorkeus | 46–53 cm |
| Käsitukien korkeusistuimen pinnasta | 28-31 cm |
| Säärimitan säätöväli | 35-45 cm / 45-55 cm |
| Kuljetuspyörät | 12 1/2" / 16" / 22" / 24" |
| Tukipyörät | 7" / 8" |
| Max. kuormitus | 135 kg |
| Kokonaispaino alkaen | 36 kg |
| Törmaystestattu | ISO 7176-19 standardin mukaisesti |

Tuotevaihtoehdot

| Tuotenumero | Tuote |
|---------------|--|
| NETTID20135HD | Comfort-pyörätuoli Netti 3HD Dynamic 35x40-50 cm |
| NETTID20138HD | Comfort-pyörätuoli Netti 3HD Dynamic 38x40-50 cm |
| NETTID20140HD | Comfort-pyörätuoli Netti 3HD Dynamic 40x40-50 cm |
| NETTID20143HD | Comfort-pyörätuoli Netti 3HD Dynamic 43x40-50 cm |
| NETTID20145HD | Comfort-pyörätuoli Netti 3HD Dynamic 45x40-50 cm |
| NETTID20150HD | Comfort-pyörätuoli Netti 3HD Dynamic 50x40-50 cm |