

# Potilastuoli Vela Training



## Potilastuoli Vela Training

VE70036

VELA Training potilastuoli on potilaskäyttöön tarkoitettu tuoli, joka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti harjoituspolkulaitteen kanssa. Tuoli tarjoaa aktiivisen istuma-asennon, hyvän tuennan sekä pysyy hyvin paikoillaan harjoittelun aikana. Training tuolin 4-pyöräinen alusta tekee siitä helposti liikuteltavan ja tukevan. Kaikki neljä pyörää lukitseva keskuslukitus on helposti käytettävissä jarrukahvalla, lukitus pitää tuolin hyvin paikoillaan polkuharjoitusten aikana. Istuimen kallistusmahdollisuus etu-takasuunnassa helpottaa optimaalisen istuma-asennon löytymistä. Training potilastuolissa kaasujousiavusteinen korkeussäätö, joka mahdollistaa sopivan istuinkorkeuden erikoikoisille käyttäjille. Tuolin käsitet ovat korkeussäädettävät ja taakse taittavat, jolloin tuoliin on esteetön pääsy myös sivulta. Istuimen rotaatio, eli kääntäminen sivulle jarrujen ollessa lukittuna, helpottaa tuoliin siirtymisissä. Tuolin käyttöturvallisuutta lisää kaatumaste.

### Valmistaja:

VELA

### Pesuohjeet

ph 6-8

des

70%

Puhdistus ainoastaan neutraaliin pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä, pinta huuhdotaan puhtaaseen veteen kostutetulla siivouspyyhkeellä ja kuivataan huolella.

Voidaan puhdistaa desinfioidulla puhdistusaineella, (esim. 500 ppm kloramiinilla. Huom. huuhtelu!)

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).