


Nousutuki Leo-sänkyyn



Nousutuki Leo-sänkyyn RBGR-LEO

Leo-sängyn nousutuki voidaan kiinnittää vasemmalle tai oikealle puolelle sänkyä. Kiinnitys tapahtuu ilman työkaluja kahdella tukevalla sormiruuvilla patjapohjan runkoon. Nousutuki on loitonnettu siten, että se ei häiritse laidan nostoa / laskua. Potilasturvallisuus on huomioitu siten, että nousutuki sijaitsee kiinteästi sängyn suuntaisesti pitkittäin, eikä siinä ole liikkuvia osia.

Paino (kg)	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)
3,50	285	140	490

Valmistaja:
Rehabed

Pesuohjeet

ph 5-9

Pinnat voidaan puhdistaa pesuliuksella, jonka pH 5-9.

des

Voidaan puhdistaa desinfiiovalla puhdistusaineella, (esim. 500 ppm kloramiinilla. Huom. huuhtelu!)

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).