

CPM laite K1 Classic polvi/lonkka



CPM laite K1 Classic polvi/lonkka

ART8000045

ARTROMOT K1 Classic on helppokäyttöinen laite polvi- ja lonkkanivelen mobilisointiin. Käsihjaimen säädöt opastettu kuvin. Käyttäjän pituussuositus 120-200 cm. CPM (Continuous Passive Motion) -laitteita käytetään kuntoutuksessa ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen. Mobilisaattorin käyttö nopeuttaa toipumista ja liikkeelle lähtöä leikkauksen jälkeen. Lisäksi käyttö mm. vähentää kipua, ehkäisee jäykkyyttä ja lisää liikelaajuutta.

Hinta 4839,51 € (alv 0%) / 6000,99 € (alv 24%)

Paino (kg)

12,00

Pesuohjeet

ph 6-8

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).