

## CPM laite K1 Classic polvi/lonkka

---



### CPM laite K1 Classic polvi/lonkka ART8000045

ARTROMOT K1 Classic on helppokäyttöinen laite polvi- ja lonkkanivelen mobilisointiin. Käsihjaimen säädöt opastettu kuvin. Käyttäjän pituussuositus 120-200 cm. CPM (Continuous Passive Motion) -laitteita käytetään kuntoutuksessa ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen. Mobilisaattorin käyttö nopeuttaa toipumista ja liikkeelle lähtöä leikkauksen jälkeen. Lisäksi käyttö mm. vähentää kipua, ehkäisee jäykkyyttä ja lisää liikelaajuutta.

**Hinta** 5033,09 € (alv 0%) / 6316,53 € (alv 25.5%)

#### **Paino (kg)**

12,00

#### **Pesuohjeet**

ph 6-8

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).