

Sim-Slide sukan pukemisen- ja riisumisen apuväline



Sim-Slide sukan pukemisen- ja riisumisen apuväline E0SL0

SimSlide pukemisen apuvälinettä voit käyttää myös hoitosukan riisumiseen. Vedä SimSlide sukan päälle. Vedä oransseista napeista, jolloin SimSlide kiristyy nilkan yläpuolelle. Taita sukka SimSliden päälle. Vedä sukka ja SimSlide yhdessä kantapään yli. Neljä kokoa. Valmistajan takuu: 6 kuukautta Osta tuote verkkokaupastamme

Hinta 30,40 € (alv 0%) / 38,15 € (alv 25.5%)

Paino (kg)

0,10

Valmistaja:

ARION EXPORT

Pesuohjeet



Käsinpesu 30° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmastavassa paikassa.

Tuotenumero	Koko	Kengän koko
E0SL01	S	≤34–36
E0SL02	M	37–38,5
E0SL03	L	39–41
E0SL04	XL	≥42

Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero	Tuote
E0SL01	Sim-Slide, hoitosukan pukemisen- ja riisumisen apuväline, koko S
E0SL02	Sim-Slide hoitosukan pukemisen ja riisumisen apuväline, koko M
E0SL03	Sim-Slide hoitosukan pukemisen ja riisumisen apuväline, koko L
E0SL04	Sim-Slide hoitosukan pukemisen ja riisumisen apuväline, koko XL