


Liukulauta EasyGlide-ovaali, 45x20x0,3cm, 2kpl/pkt



Liukulauta EasyGlide-ovaali, 45x20x0,3cm, 2kpl/pkt SR5045

Pienet EasyGlide-ovaali liukulaudat soveltuvat erinomaisesti liukumateriaaliksi vuodesiirtoihin tai istuma-asennon kohentamiseen. Vuoteessa tapahtuvissa siirtymisissä ovaali liukulauta on helppo asettaa kehon kitkaisten kohtien alle ja mahdollistaa näin potilaan omatoiminen tai avustettu liukuminen haluttuun suuntaan. Ovaalit liukulaudat voidaan asettaa istuma-asennossa reisien ja pakaroiden alle, nostamatta potilasta. Ohut, taipuisa levy asettuu paikoilleen painamalla sitä alustaa vasten. Liukulevyt helpottavat lantion liu'uttamista tuolissa taaksepäin. Istuma-asentoa kohentaessa kannattaa EasyGlide-ovaalien ohella hyödyntää FootStool jalkakoroketta, joka auttaa kohottamaan polvea lähemmäs lantion tasoa, jolloin kitka takareisien alla pienenee. Liukulautoja voidaan käyttää myös helpottamaan nostoliinujen reisihihnojen paikalleen laittoa. EasyGlide-ovaalit voidaan puhdistaa pyyhkimällä desinfektioaineella, jolloin se on heti valmis uudelleen käytettäväksi.

Hinta 120,44 € (alv 0%) / 149,35 € (alv 24%)

Paino (kg)

0,50

Valmistaja:

Handicare Ab

Pesuohjeet

ph 6-9

Puhdistetaan neutraalilla tai heikosti emäksisellä pintapuhdistusaineella (pH 7-9).

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).