

## Hoitojalkine Mailand, koot XSK-XXL (31-48)



### Hoitojalkine Mailand, koot XSK-XXL (31-48)

FO1100

Mailand-hoitojalkineessa on 8° kiilamainen pohja (60:40), jossa päkiän kevennys. Jalkine immobilisoi jalan ja keventää haavan alueen. Jalkine on symmetrinen ja sitä voi käyttää molemmissa jaloissa. Indikaatiot: Postoperatiivisesti päkiän ja varpaiden trauman tai korjausleikkausten jälkeen, esim. Hallux valgus. Haavoja päkiän ja varpaiden alueella. Postoperatiivisesti päkiän ja varpaiden trauman jälkeen. Koot XSK - XXL (XSK = 31-33 KIDS, lasten malli). Lisävarusteena pehmeä varvassuoja (FO9621).

#### Paino (kg)

0,50

#### Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmavassa paikassa.



Puhdistus kostealla liinalla tai sienellä

#### Hoitojalkine Mailand FO1100

Tuotenumero	Koko
FO1100-XSK	XSK
FO1100-XS	XS
FO1100-S	S
FO1100-M	M
FO1100-L	L
FO1100-XL	XL
FO1100-XXL	XXL