

## Hoitojalkine Hannover, koot XSK-XXL (31-48)



### Hoitojalkine Hannover, koot XSK-XXL (31-48)

FO1101

Hannover-hoitojalkineessa on 8° kiilamainen pohja (60:40), jossa päkiän kevennys. Jalkine immobilisoi jalan ja keventää haavan alueen. Jalkine on symmetrinen ja sitä voi käyttää molemmissa jaloissa. Indikaatiot: Postoperatiivisesti päkiän ja varpaiden trauman tai korjausleikkausten jälkeen esim. Hallux valgus. Haavoja päkiän ja varpaiden alueella. Postoperatiivisesti päkiän ja varpaiden trauman jälkeen. Koot XSK - XXL (XSK = 31-33 KIDS, lasten malli). Pehmeä varvassuoja on saatavana lisävarusteena.

#### Paino (kg)

0,30

#### Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmavassa paikassa.

Puhdistus kostealla liinalla tai sienellä

#### Hoitojalkine Hannover FO1101

Tuotenumero	Koko
FO1101-XSK	XSK
FO1101-XS	XS
FO1101-S	S
FO1101-M	M
FO1101-L	L
FO1101-XL	XL
FO1101-XXL	XXL