

Polvituki Genu Direxa Stable Wraparound



Polvituki Genu Direxa Stable Wraparound 8368=

Osta tuote verkkokaupastamme Ominaisuudet/edut • Leveät alumiinikiskot, polysentriset nivelet. Polven keskikorkea stabilointi, ekstension ja fleksion rajoitusmahdollisuus • Click-2-Go-järjestelmä. Helppo mukauttaa ilman työkaluja ekstension ja fleksion rajoittamiseksi ja ohjaamiseksi • Innovatiivinen TriTech-materiaali. Erittäin mukava ja hyvä istuvuus. • 4 joustamatonta hihnaa edessä ja takana. Optimaalinen istuvuus ja tuki. • Päälystetyt kiskot. Voidaan käyttää harrastettaessa kontaktilajeja. Indikaatiot • Polvikipu, johon liittyy vaikea tai kompleksinen nivelsiteen venytys ja/tai voimakas epävakauden tunne, mahdollisuus rajoittaa polvinivelen fleksiota ja ekstensiota • ACL- ja/tai PCL-rekonstruktio • Etu-/takaristisiteen (ACL, PCL) epävakaas • Sivusiteen vaurio. • Polvikierukkaoperaation jälkeinen stabilointi / liikkuvuuden rajoittaminen • Hyperekstensio • Polvinivelen vaikea ja/tai kompleksinen posttraumaattinen epävakaas • Polvinivelen vaikea ja/tai kompleksinen degeneratiivinen epävakaas, esim. vaikea polviartroosi, reumatoidi artriitti • Patellofemoraalisesta kipusyndroomasta johtuva vaikea epävakaas Vaikutus • Parantaa neuromuskulaarisia toimintoja kohdistetun kompression avulla • Vähentää polvinivelen kuormitusta, stabiloi ja suojaa sitä • Suojaa polvinivelältä hyperekstensiolta • Mahdollistaa ekstension ja fleksion rajoittamisen Fleksio: 0°/10°/20°/30°/45°/60°/75°/90° Ekstensio: 0°/10°/20°/30°/45° • Parantaa liikkeentunnistusta • Tukee sensomotoriikkaa • Voi lievittää mahdollista turvotusta • Voi lievittää kipua

Hinta 144,35 € (alv 0%) / 178,99 € (alv 24%)

Paino (kg)

0,40

Pesuohteet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastavassa paikassa.



Poista irrotettavissa olevat tukiraudat, lastat ja kiskot ennen pesua, varmista, että ne tulevat pesun jälkeen takaisin samoin päin ja samoihin paikkoihin.

Ympärysmitta 15 cm	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Polven yläpuolelta	36-40cm	40-44cm	44-48cm	48-52cm	52-56cm	56-61cm	61-67cm
Polven alapuolelta	29-32cm	32-35cm	35-38cm	38-41cm	41-44cm	44-48cm	48-51cm

Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero	Tuote
8368-L-7-RB	Polvituki genu direxa stable wraparound koko l
8368-M-7-RB	Polvituki genu direxa stable wraparound koko m

8368-S-7-RB	Polvituki genu direxa stable wraparound koko s
8368-XL-7-RB	Polvituki genu direxa stable wraparound koko xl
8368-XS-7-RB	Polvituki genu direxa stable wraparound koko xs
8368-XXL-7-RB	Polvituki genu direxa stable wraparound koko xxl
8368-XXS-7-RB	Polvituki genu direxa stable wraparound koko xxs