

## Tarttumapihdit PU, Aktiivinen



### Tarttumapihdit PU, Aktiivinen AA80

Aktiivinen pihti, jonka molemmat leukaosat liikkuvat. Leuat ovat myös vapaasti käännettävissä 360°. Kahvaa käytetään koko kädellä, ranne suorana. Leukojen otetta voi tehostaa toisella kämmensyrjällä kahvassa olevasta pienestä liipasimesta. Leuat ja kahvaosa muovia, väliputki alumiinia. Toisen leuan kärjessä pieni magneetti.

#### Paino (kg)

0,24

#### Valmistaja:

Performance Health

#### Pesuohjeet



Voidaan puhdistaa desinfioidulla puhdistusaineella, (esim. 500 ppm kloramiinilla. Huom. huuhtelu!)



Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

#### Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero	Tuote	Veroton hinta	Verollinen hinta
AA8063Y	Tarttumapihdit pu akt 75cm	43,42 €	53,84 €
AA8073	Tarttumapihdit pu akt 90cm	47,70 €	59,15 €