

Istuintyyny Cloud



Istuintyyny Cloud

476C00-FFC

Cloud istuintyyny sopii hyvin käyttäjille, joilla on korkea riski saada painehaavauma. Istuintyynyn rakennetta on mahdollista muunnella yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja parhaan mahdollisen paineenjakautumisen aikaansaamiseksi. Yksilöllisen muunneltavuutensa ansiosta Cloud tyyny sopii käyttäjille, joiden istuma-asennossa on epäsymmetrisyyttä ja siten paineen otpimaalinen tasaaminen edellyttää tyynyn muokkausominaisuutta. Cloud istuintyynyn pohjana on vaahtomuovirunko, joka tarjoaa vakaan alustan yksilöllisen istuma-asennon rakentamiselle. Pohjatyynyn reunojen sivukorkeus on 11 cm ja se on päällystetty nesteitä läpäisemättömällä kankaalla. Alustan päällä on Lycrasta valmistettu Cel-Pak geelitaskupäällinen, jonka taskuihin sijoitellaan Floam-geelipusseja. Floam on nestemäistä ainesta, jonka erityisominaisuuksia ovat sen keveys ja kyky jakaa siihen kohdistuvaa painetta. Geelipussit ovat valmiiksi aseteltu taskuihin siten, että muodostuva istuma-asento on sopiva useimmille käyttäjille. Istuma-asennon, paineen jakautumisen ja tuennan muuttaminen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti tapahtuu vaihtamalla geelipussien paikkoja. Pussin asettamista alkuperäiseen asetelmaan helpottaa geelitaskupäällisen värikoodatut taskut. Geelipusseja tulee tyynyn mukana kolmea eri väriä. Väri kertoo pussin täyteaineen määrästä: Sininen - pieni täyttömäärä: käyttö istuinalueilla, joilta painetta halutaan siirtää pois, kuten istuinkyhmyt Musta - keskikokoinen täyttömäärä: käyttö alueilla, joille painetta siirretään, kuten reisien alla Punainen - suuri täyttömäärä: käyttö alueilla, joilla halutaan ohjata asentoa, kuten reisien abduktio Tyynyn päällinen on joustavaa ja nesteitä läpäisemätöntä Dartex-kangasta, joka on konepestävä. Geelipusseja on mahdollista hankkia erikseen. Cloud istuintyynyn ominaisuudet: Sopii käyttäjälle, jolla on korkea riski saada painehaavauma Paineen kevennys- ja tasaus perustuu istuinluille kohdistuvan paineen siirtämiseen laajemmalle alueelle geelipussien avulla Istuma-asennon yksilöllinen säätäminen ja tukeminen geelipussien asettelua muuttamalla Geeli materiaalina ei reagoi lämpötilaan Tyynyn paino 3.2 kg (40x40 cm) Istuinleveydet 30-61 ja istuinsyvyydet 30-50 cm Istuintyynyn painoraja 0-250 kg Päällinen konepestävä 60 °C, vetoketju 3 sivulla

Paino (kg)

3,20

Valmistaja:

Ottobock

Pesuohjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 60°C. Hellävarainen linkous (kts. pesukoneen käyttöohje). Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana.

Tuotenumero	Tuote	Koko
476C00-FFC12X12	Istuintyyny Cloud	30 x 30 cm
476C00-FFC14X14	Istuintyyny Cloud	35 x 35 cm
476C00-FFC14X16	Istuintyyny Cloud	35 x 40 cm
476C00-FFC15X15	Istuintyyny Cloud	38 x 38 cm

476C00-FFC15X16	Istuintyynty Cloud	38 x 40 cm
476C00-FFC16.5X16	Istuintyynty Cloud	42 x 40 cm
476C00-FFC16X16	Istuintyynty Cloud	40 x 40 cm
476C00-FFC16X16.5	Istuintyynty Cloud	40 x 42 cm
476C00-FFC16X18	Istuintyynty Cloud	40 x 46 cm
476C00-FFC17X17	Istuintyynty Cloud	43 x 43 cm
476C00-FFC17X18	Istuintyynty Cloud	43 x 46 cm
476C00-FFC18X16	Istuintyynty Cloud	46 x 40 cm
476C00-FFC18X16.5	Istuintyynty Cloud	46 x 42 cm
476C00-FFC18X18	Istuintyynty Cloud	46 x 46 cm
476C00-FFC18X20	Istuintyynty Cloud	46 x 50 cm
476C00-FFC19X18	Istuintyynty Cloud	48 x 46 cm
476C00-FFC20X16	Istuintyynty Cloud	50 x 40 cm
476C00-FFC20X18	Istuintyynty Cloud	50 x 46 cm
476C00-FFC22X16	Istuintyynty Cloud	56 x 40 cm
476C00-FFC22X18	Istuintyynty Cloud	56 x 46 cm
476C00-FFC22X20	Istuintyynty Cloud	56 x 50 cm