

# Seisomateline Tim



## Seisomateline Tim

T480

Seisomateline, joka mahdollistaa lasten ja nuorten seisomisen pystyasennossa jäsenet oikeaan asentoon linjattuna. Oikeanlainen seisoma-asento saavutetaan erilaisten vartalon tukien avulla, kuten polvi-, pakara-, selkä-, lantio-, rintakehä- ja selkätuilla. Seisoma-asento lisää myös pään ja vartalon hallintaa ja stabiiliteettia. Yhdistetty selkä- ja lantiotuki yhdessä pakaratuken kanssa edistää vartalon ja yläraajojen aktivaatiotasoa. Terapiapöydässä on korkeudensäätö. Materiaali: Runko on pulverimaalattua terästä. Kaikki vartalotuet (paitsi polvituet) pehmustetut ja verhoillut. Verhoillut ovat 100% polyesteriä tai polyamidia ja palonkestävät.

### Paino (kg)

15,00

### Pesuhjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 30°C.



Pinnat voidaan puhdistaa pesuliuksella, jonka pH 5-9.

Seisomateline TIM	Koko 1	Koko 2	Koko 2
Käyttäjän pituus	75-110 cm	100-140 cm	120-160 cm
Pöydän korkeus jalkalaudasta mitattuna	48,5-80,5 cm	71-95 cm	85-112 cm
Lantion syvyys	12-22 cm	16-28 cm	20-35 cm
Lantion korkeus	45-60 cm	57-80 cm	65-90 cm
Jalkalaudan korkeus - rintatuen keskikohta	55-85 cm	75-110 cm	95-125 cm
Kokonaispituus	84 cm	90 cm	100 cm
Kokonaisleveys	57 cm	65 cm	71 cm
Maksimikäyttäjäpaino	40 kg	60 kg	80 kg